



Henkilöhygienia

Dermades

Ihodesinfektioaine



Käyttöalue

Dermades on etanolipohjainen käyttövalmis ihodesinfektioaine, joka soveltuu ihon desinfiointiin ennen leikkausta ja pientoimenpiteitä, kuten esim. kanyylin laittoa. Dermades ihodesinfektioaineella on pitkäaikainen mikrobisidinen teho, joten se soveltuu myös leikkausalueen desinfiointiin ennen pitkiä leikkauksia.

Ominaisuudet

Dermades on tehokas antiseptinen alkoholiliuos, jonka välitön ja pitkäaikaisteho on tutkittu CEN kirurgisella testillä EN 12791 (Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratorio). Dermades ihodesinfektioaineen sisältämät aineosat ovat kansainvälisesti tutkittuja, tehokkaita ja turvallisia raaka-aineita.

Käyttöohje

Leikkausalueen desinfiointi: Huomioi aseptinen työskentelytapa. Ennen leikkausta desinfiointava ihoalue pyyhitään huolellisesti ja järjestelmällisesti Dermades desinfiointiaineella. Desinfiointava alue käsitellään 2 – 3 kertaa. Huomioi valumissuunta. Kun leikkausalue halutaan rajata, käytetään värillistä desinfiointiainetta. Väriä voidaan tarvittaessa vaalentaa sekoittamalla värillistä ja väritöntä desinfiointiainetta keskenään. Leikkausalueen peittäminen suoritetaan, kun alkoholi on haihtunut iholta.

Ennen kanyylin laittoa, injektiota ja verinäytteenottoa ihoalue pyyhitään desinfiointiaineella riittävän laajasti. Toimenpide tehdään, kun käsitelty alue on kuivunut.

Huomioitavaa

Spinaalipuudutusalueen pesun yhteydessä suosittelemme käytettäväksi väritöntä ihodesinfektioainetta. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Ethyl Alcohol	77 p-% etanoli
Tertiary butanol	denaturointiaine
Aqua	vesi
Cetrimonium Chloride	setrimoni, tehostaa pitkäaikaisvaikutusta
Isopropyl myristate	auttaa leikkausliinujen kiinnittyvyys-irrottavuus -tasapainoa
	tehostaa tuotteen mikrobisidistä vaikutusta

Lisäksi värillisessä Dermades ihodesinfektioaineessa:

CI 19140	keltainen kosmetiikka- ja elintarvikeväri
CI 16185	punainen kosmetiikkaväri

Ulkonäkö ja tuoksu	Kirkas neste, värillinen/väritön, etanolin tuoksu			
pH	Tuotteen pH 6-7			
Varastointi	Säilytettävä yli +5°C lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.			
Valmistusmaa	Suomi			
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Riskiarviointi on tehty ISO 14971 mukaan. Tuotteen turvallisuus on varmistettu noudattamalla 93/42/ETY direktiiviä lääkinnällisistä laitteista. Tuote on biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.			
Pakkauskoko/				
Tuotekoodi	10x500 ml pullo väritön	KiiltoClean 8047	EAN 641260 008047 6	Sailab 20080421
	3 l kanisteri väritön	8048	641260 008048 3	20080421
	10x460 ml pullo värillinen	8049	641260 008049 0	20080421
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.			